

SISTEMA DE VIDEO DIGITAL SVD 250

ENDOSCOPY

Accesorios para todo tipo de fibroscopios

Control electrónico de intensidad

250 watts de potencia

Garantía 1 año

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Funcionamiento

- Avanzado control de microprocesadores
- 250 watts de potencia
- Control electrónico de intensidad de la luz entre el 50% y el 100%
- Encendido lento para optimizar la vida útil de la lámpara
- Estabilidad en la iluminación por cambios en la tensión de línea entre 200V y 400V
- Conectividad para todo tipo de endoscopios

Endocámara

- Control automático de AGC, Shutter y Color
- Balance de blanco manual
- Salida de video compuesto y SVHS
- Adaptadores para todas las marcas y modelos de fibroscopios

Características eléctricas y físicas

- Tensión de entrada: 220/ 110 Volts - 50/60 Hz
- Corriente: 2,0 Amps
- Alto: 90mm
- Ancho: 350mm
- Profundidad: 275mm
- Peso: 6,4 kg



Av. Rivadavia 1479 6º B
(1033) Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: (54.11) 4383.0309/5440
info@endoscopy.com.ar