

TORRE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

ENDOSCOPY

Equipo modular

Cámara esterilizable

Fuente de luz con control electrónico de intensidad

Insuflador automático de alto flujo

Garantía 1 año

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de Video Integral SVI 250

- Balance de blanco manual
- Alta sensibilidad
- Salida de video compuesto y S-VHS
- Cabezal esterilizable
- 250 watts de potencia
- Doble lámpara
- Control electrónico de intensidad
- Accesorios para todo tipo de conectores de fibra

Insuflador Electrónico LAP 300

- Totalmente automático
- Alto flujo: 30 litros por minuto
- Venteo automático de sobrepresión
- Indicador de presión negativa



Av. Rivadavia 1479 6° B
(1033) Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: (54.11) 4383.0309/5440
info@endoscopy.com.ar