


ENDOSCOPY

VLD-300

FUENTE DE ILUMINACION E INSUFLACION
DIGITAL AUTOMATICA PARA ENDOSCOPIOS

La iluminación es a través de un LED de alta potencia cuya luz tiene la misma calidad de luz del Zenon pero con la particularidad que no se agota ni es necesario cambiarlo. Se estipula una durabilidad superior a las 10.000 horas.

Tensión de entrada: 220 V
Corriente: 2.0 Amps.
Alto: 90 mm
Ancho: 350 mm
Profundidad: 275 mm
Peso: 5,4 kg.



Avanzado control de microprocesadores
LED de potencia con temperatura color similar al Zenón
Potencia equivalente a lámpara de 250W
Regulación de intensidad manual y automática para video endoscopia.
Salida de 110V para conexión de video procesadores importados.
Conectividad a todo tipo de endoscopios.

Av. Rivadavia 1479 6º B
(1033) Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: (54.11) 4383.0309/5440
info@endoscopy.com.ar

www.endoscopy.com.ar